

Корректирующие приспособления



Корректирующее приспособление под натоптыш, с поперечником



Назначение: для носочной части обуви при уплощении поперечного свода стопы, наличии мозолей, натоптышей в носочной части.

Рекомендуется как разгружающий вкладыш для носочной части обуви на начальных стадиях диабета.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. Выпускается в правом и левом исполнении одного типоразмера (270).



Корректирующее приспособление под натоптыш, с поперечником и валиком под пальцы



Назначение: для носочной части обуви при уплощении поперечного свода стопы, наличии мозолей, натоптышей в носочной части. Рекомендуется как разгружающий вкладыш для носочной части обуви на начальных стадиях диабета.

Валик обеспечивает поддержку деформированных пальцев, благодаря чему снижается давление и равномерно распределяется нагрузка на пальцы при ходьбе.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. Выпускается в правом и левом исполнении одного типоразмера (270).



Корректирующее приспособление под натоптыш, с поперечником и валиком-разделителем пальцев



Назначение: для носочной части обуви при уплощении поперечного свода стопы, наличии мозолей, натоптышей в носочной части.

Рекомендуется на начальных стадиях диабета. Валик-разделитель пальцев обеспечивает поддержку деформированных пальцев, благодаря чему снижается давление и равномерно распределяется нагрузка на пальцы при ходьбе.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. Выпускается в правом и левом исполнении одного типоразмера (270).

Вкладыш корректирующий под пяточную шпору



Назначение: наличие пяточных шпор.
 Конструкция предусматривает вырубное отверстие во вкладыше диаметром 30 мм.
Материал: вспененный пенополиэтилен плотностью 100-120 кг/м³, толщиной 10-12 мм.

Размер	№1	№2	№3	№4
	230	240	250	260

Вкладыш корректирующий под пяточную шпору



Назначение: наличие пяточных шпор.
 Конструкция предусматривает вырубное отверстие во вкладыше диаметром 30 мм.
Материал:
 верх – кожа натуральная
 низ – латекс натуральный.

Размер	№1	№2	№3	№4
	230	240	250	260

Вкладыш в обувь под пятку при укорочении ноги на 10-12 мм



Назначение: укорочение ноги на 10-12 мм.
Материал:
 верх и низ – ППЭ вспененный плотностью 200 кг/м³, толщиной 10-12 мм.

Размер	№1	№2	№3	№4
	230	240	250	260

Корректирующие приспособления



Модель
777

Вкладыш в обувь под пятку при укорочении
ноги на 20-24 мм



Назначение: укорочение ноги на 20-24 мм.
Материал:
верх и низ – ППЭ вспененный плотностью 200 кг/м3,
толщиной 20-24 мм.

Размер	№1	№2	№3	№4
	230	240	250	260



Модель
822

Корректирующее приспособление в обувь, для
пяточного отдела стопы, с бортиком



Назначение: пяточные шпоры, натоптыши, мозоли.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель.

Размер	№1	№2	№3	№4
	230-240	250-260	270-280	290-300



Модель
823

Корректирующее приспособление в обувь, для
пяточного отдела стопы, с бортиком и
разгружающей пяткой



Назначение: пяточные шпоры, натоптыши, мозоли.
Материал: экологически чистый, не вызывающий
аллергических реакций, силиконовый гель.

Размер	№1	№2	№3	№4
	230-240	250-260	270-280	290-300

Корректирующее приспособление для пяточного отдела обуви (детской, женской, мужской)

Модель
818



Назначение: пяточные шпоры, бурсит, артрозы, а также как вкладной элемент в спортивную или разношенную обувь.
Материал: верх – кожа натуральная (спиллок).
низ – двухсторонняя липкая лента на тканевой основе «Скотч».
средний слой – вспененный ППЭ плотностью 30 кг/м3.

Размер	№1	№2	№3
	детские	женские	мужские
	190, 200, 210, 220	230, 240, 250, 260	260, 270, 280, 290

Супинатор поперечный «Капля»

Модель
819



Назначение: профилактика и лечение поперечного плоскостопия. Вкладывается в стандартную обувь по рекомендациям врачей-ортопедов, фиксируется с помощью двухсторонней липкой ленты «Скотч».
Материал:
верх – кожа натуральная
низ – двухсторонняя липкая лента на тканевой основе «Скотч»
средний слой – корректирующий элемент из латекса натурального.

Размер	Женские (3-6)	Мужские (3-9)
		230, 240, 250, 260

Вкладыш ортопедический носочный при поперечном плоскостопии, женский

Модель
819/1



Назначение: профилактика и лечение поперечного плоскостопия. Вкладывается в носочную часть стандартной обуви. Закрепляется с помощью нижнего противоскользящего слоя. Имеет поперечный супинатор.
Материал:
верх - кожа натуральная с перфорацией и тиснением.
низ – материал противоскользящий.
средний слой – корректирующий элемент из латекса натурального.

Модель	819/1-1	819/1-2	819/1-3	819/1-4	819/1-5
Размер	220	230	240	250	260

Корректирующие приспособления



Модель 820

Стяжка переднего отдела стопы с поперечным супинатором



Назначение: коррекция свода стопы с целью профилактики и лечения поперечного плоскостопия, а также до и после хирургических операций в области головок плюсневых костей.

Применение стяжки помогает поддерживать поперечный свод стопы, регулировать сближение плюсневых костей.

Материал: башмачная резина шириной 60 мм, застежка «контакт», поперечный вкладной элемент из ППУ.

Размер	180	190	200	210
	220	230	240	250



Модель 821

Супинатор продольный



Модель 821 (размер 1-4)



Модель 821 (размер 5)

Назначение: профилактика и лечение продольного свода стопы. Вкладывается в стандартную обувь по рекомендациям врачей-ортопедов, фиксируется с помощью двухсторонней липкой ленты «Скотч».

Материал: верх – 821 – кожа натуральная, 821/2, 821/3 – кожа искусственная, 821/0 – современные импортные полимерные материалы
низ – нетканый материал
средний слой – корректирующий элемент из латекса натурального.

Размер	1	2	3	4	5
	230-240	250-260	260-270	280-290	150-220



Модель 838

Бандаж для отведения большого пальца стопы



Назначение: Бандаж назначается при поперечном плоскостопии и вальгусной деформации первого пальца стопы. Бандаж состоит из чехла на большой палец, выполненного из тонких сортов кожи натуральной и двух эластичных лент (резинок), выполненных в виде петель.

Размер	838/1	838/2	838/3
	230-240	250-260	270-280

Приспособление корректирующее при молоткообразной деформации пальцев стоп

Модель
845



Назначение: профилактика и лечение молоткообразности пальцев стопы, которые доставляют массу неудобств при ношении обуви.
Материал: кожа натуральная, эластичная лента.

Размер	845/1	845/2	845/3
	230-240	250-260	270-280

Вкладыш разгружающий для пяточной части стопы

Модель
1242



Назначение: профилактическое средство при всех болезнях пяток и коленного сустава, отложении солей, наличии пяточных шпор.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель.

Размер	1242/1	1242/2	1242/3	1242/4
	230	240	250	260

Вкладыш разгружающий для пяточной части стопы (женский, мужской)

Модель
1243



Назначение: мозоли и натоптыши на подошвенной части стопы в области пятки, а также при начальных стадиях диабета. Фиксируется в обуви с помощью двухсторонней липкой ленты «Скотч».

Материал:
верх – 1243 – нетканый материал,
1243/1 – кожа натуральная
1243/2, 1243/3 – кожа искусственная,
1243/0 – современные импортные полимерные материалы
низ – вспененный ППЭ.

Размер	1	2	3	4
	230-240	250-260	260-270	280-290

Корректирующие приспособления



Модель
1244

Вкладыш в ортопедическую обувь



Назначение: натоптыши на подошве стопы, болезни пяток, обострение болезни при наличии пяточных шпор.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель.

Размер	1244/1	1244/2	1244/3
	230	240	250



Модель
755

Корректор пяточный



Назначение: варусное или вальгусное отклонение стопы и пятки, Х-образная или О-образная форма ног, устойчивость при ходьбе во время беременности. Фиксируется в обуви с помощью двухсторонней липкой ленты «Скотч».

Материал:
верх – 755 – кожа натуральная, 755/2, 755/3 – кожа искусственная, 755/0 – современные импортные полимерные материалы
низ – вспененный ППЭ, «косячок» – из ПВХ.

Размер	755/1	755/2	755/3	755/4
	230	240	250	260



Модель
968

Ортопедический корректор стопы (межпальцевая перегородка)



968/1



968/2



968/3



968/4



968M/3



968M/4



Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе.

968/1 – большая, 968/2 – средняя, 968/3 – малая, 968/4 – Х-образная, 968M/3 – малая, комфортная, 968M/4 – большая, комфортная.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель.

Ортопедический корректор стопы (межпальцевая перегородка)



Модель
968 Nano



968/1 Nano 968/2 Nano 968/3 Nano 968/4 Nano 968M/3 Nano 968M/4 Nano

Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе. Поверхности корректоров модифицированы биоактивными частицами и соединениями серебра. Корректоры стопы с наноструктурированным покрытием биосовместимы и обладают стойким бактерицидным эффектом, антимикробным и сорбционно-очищающим действием, обеспечивают необходимые эколого-гигиенические свойства, эстетичность и функциональность изделий. Изделия с наноструктурированным антимикробными поверхностями сохраняют свои свойства через 100 стирок при температуре до 60 С.

968/1 Nano – большая, 968/2 Nano – средняя, 968/3 Nano – малая, 968/4 Nano – X-образная, 968M/3 Nano – малая, комфортная, 968M/4 Nano – большая, комфортная.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель с наноструктурированным антимикробными поверхностями.

Ортопедический корректор стопы (межпальцевая перегородка) с регулируемой жесткостью

Модель
969



969/1 969/2 969/3

Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе.

969/1 – с прямоугольным отверстием, 969/2 – с одним круглым отверстием, и 4 отверстиями полумесяцем, 969/3 – с одним круглым отверстием, и 3-мя отверстиями разной длины.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель.

Ортопедический корректор стопы (межпальцевая перегородка), модель 827/1 (большая), 827/2 (средняя), 827/3 (малая)

Модель
827



Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель.

Корректирующие приспособления



Ортопедический гелевый корректор стопы (межпальцевая перегородка)

LiGhtSTEP



Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения первого и второго пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литевой термопластичный материал (ортогель).



Ортопедический гелевый корректор стопы (межпальцевая перегородка)

LiGhtSTEP



Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения второго и третьего пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литевой термопластичный материал (ортогель).



Ортопедический гелевый корректор стопы (межпальцевая перегородка)

LiGhtSTEP



Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения четвертого и пятого пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литевой термопластичный материал (ортогель).

**Ортопедический гелевый корректор стопы
(межпальцевая перегородка)**

Корректирующие приспособления

Модель
208



LiGhtSTEP

Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения третьего и четвертого пальцев стопы, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литевой термопластичный материал (ортогель).

**Ортопедический гелевый корректор стопы
(межпальцевая перегородка), модель 209/1
(большая), 209/2 (средняя), 209/3 (малая)**

Модель
209



LiGhtSTEP

Назначение: профилактика и лечение искривления пальцев стоп, уменьшение давления между пальцами. Корректирует деформационные изменения пальцев стоп, ликвидирует болезненные ощущения и обеспечивает комфортность в стопах при ходьбе.

Размер (мм)	209/1	209/2	209/3
	52*33*8	45*25*7	33*19*5

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литевой термопластичный материал (ортогель).

**Круговая накладка на палец стопы,
Модель 220 (закрытая)
Модель 221 (открытая)**

Модель
220, 221



220,220/1



221



Назначение: для защиты мозолей, натертостей и мелких ран пальцев стоп и предохраняет от трения и давления обувью.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литевой термопластичный материал (ортогель).

	Длина, мм	Внутр. диаметр, мм	Толщина стенки, мм
220, 221	30	15	2
220/1	42	16	2

Корректирующие приспособления



Корректирующее и разгружающее приспособление с петель на большой палец



Назначение: для защиты головки I плюсневой кости и предотвращения слишком сильного давления обуви и болезненного натирания кожи при ходьбе. Компактный, функциональный, разгружающий элемент, который возможно использовать как в стандартной, так и в ортопедической обуви.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литевой термопластичный материал (ортогель).
Выпускается одного размера. Толщина стенки 1,5 мм.



Корректирующее и разгружающее приспособление на большой палец



Назначение: для защиты головки I плюсневой кости и предотвращения слишком сильного давления обуви и болезненного натирания кожи при ходьбе.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, литевой термопластичный материал (ортогель).
Выпускается одного размера.



Корректирующее и разгружающее приспособление под натоптыш с отведением 1-го пальца стопы



Назначение: профилактическое средство для разгрузки натоптышей, уменьшения болей под головками средних плюсневых костей, для профилактики и лечения искривления 1-го пальца стопы.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель.
Выпускается одного типоразмера в правом и левом исполнении.

Корректирующее и разгружающее приспособление под натоптыш

Модель
825/1



Назначение: профилактическое средство для разгрузки натоптышей, уменьшения болей под головками средних плюсневых костей, уменьшает искривление 2-го пальца стопы.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. Выпускается одного типоразмера в правом и левом исполнении.

Корректирующее и разгружающее приспособление под натоптыш

Модель
981



Назначение: профилактическое средство для разгрузки натоптышей, уменьшения болей под головками средних плюсневых костей, уменьшает искривление 2-го пальца стопы.
Материал:
верх – трикотажное полотно
низ – экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. Выпускается одного типоразмера в правом и левом исполнении.

Вкладыш в ортопедическую обувь при продольно-поперечном плоскостопии

Модель
609



Назначение: профилактика и лечение продольно-поперечного свода стопы, для снятия боли и чувства жжения в стопах, создание массажного эффекта при ходьбе и ощущения комфорта.

Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель. Выпускается в правом и левом исполнении, комплектуется и продается парами.

Размер	609/1	609/2
	220-230	240-250

Корректирующие приспособления



Корректирующее и разгружающее приспособление с петлей на большой палец



Назначение: при вальгусном отклонении большого пальца стопы, при наличии болезненных ощущений в области первой плюсневой кости, для уменьшения статических и динамических нагрузок на сустав.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силикон.
Выпускается одного размера.



Корректирующее приспособление плюсневых костей пальцев стопы



Назначение: коррекция 2-го или 3-го пальцев стопы при вальгусном отклонении большого пальца и наличии молоткообразной деформации.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силикон.
Выпускается одного размера в правом и левом исполнении.



Вкладыш для коррекции и разгрузки болезненных участков на стопе



Назначение: предохраняет болезненные участки стопы от перегрузки при наличии сухих мозолей, бурсите, пяточных шпорах и др. дефектах.
Материал: экологически чистый, не вызывающий аллергических реакций, силиконовый гель.
Выпускаются несколько видов разнообразных форм.

Валик для стелек ортопедических

Модель
418



Назначение: валик для стелек ортопедических при плоскостопии.

Материал: резиновая смесь на основе натурального каучука.
Выпускается в правом и левом исполнении.

Размер вкладыша	1	2	3	4	5	6
Размер обуви	210-230	235-240	245-255	260-265	270-290	295-300

Каркасный элемент к стелькам (модель 805), к детским стелькам (модель 816)

Модель
805, 816



Назначение: для изготовления ортопедических стелек с продольной выкладкой свода.
Материал: полиамид. Выпускается в правом и левом исполнении.

Размер мод 805	230	240	250	260
	270	280	290	

Размер мод 816	130	140	150	160	170
	180	190	200	210	220

Вкладыш

Модель
412



Назначение: для изготовления ортопедических стелек с продольной выкладкой свода.

Материал: резиновая смесь на основе натурального каучука.

В комплект входят 3 вкладыша.

Размер вкладыша	1	2	3	4	5
Размер обуви	210-230	235-250	255-265	270-285	290-305



Вкладыш



Назначение: для изготовления ортопедических стелек с поперечной выкладкой свода. Высота вкладыша 6 и 9 мм.
Материал:
 401 – вспененный латекс
 581 – микрокристаллический полиуретан
 413 – резиновая смесь на основе натурального каучука.

Размер вкладыша	1-6	2-6	3-6	4-6	5-6
Размер обуви	210-230	235-250	255-265	270-285	290-305



Вкладыш для стелек ортопедических



Назначение: для изготовления ортопедических стелек с продольной выкладкой свода в домашней обуви (мод 459) и для малодетских стелек (мод 463).
Материал: резиновая смесь на основе натурального каучука.
 Модель 459 выпускается одного типоразмера.

Размер вкладыша (мод 463)	1	2
Размер обуви	135-150	155-165
Кол-во деталей	1	2 (2-1, 2-2)



Межстельчатые слои



Назначение: для изготовления ортопедических стелек с продольной выкладкой свода для детей и взрослых.
Материал:
 585 – микрокристаллический полиуретан
 680 – резиновая смесь на основе натурального каучука.
 Выпускается в правом и левом исполнении.

	Детские	Женские	Мужские
Размер	140, 150, 160, 170, 180, 190, 200	210, 220, 230, 240, 250, 260, 270	250, 260, 270, 280, 290, 300

Виды плоскостопия	Женские	Мужские	Детские
Стельки			
Продольно – поперечное	650 – полужесткие 732 – каркасные 732/1 – каркасные с термотиснением «LightStep» и перфорированной кожей 748 – полужесткие 756 – каркасные с термотиснением «LightStep» и перфорированной кожей 759 – полужесткие 759/1Л – полужесткие с термотиснением «LightStep» и перфорированной кожей 765 – каркасные с валиком под пальцы 767 – каркасные с валиком-разделителем пальцев 774 – с углубленной пяткой 856 – из термопластичных материалов (новинка)	651 – полужесткие 733 – каркасные 733/1 – каркасные с термотиснением «LightStep» и перфорированной кожей 749 – полужесткие 757 – каркасные с термотиснением «LightStep» и перфорированной кожей 760 – полужесткие 760/1Л – полужесткие с термотиснением «LightStep» и перфорированной кожей 766 – каркасные с валиком под пальцы 768 – каркасные с валиком-разделителем пальцев 857 – из термопластичных материалов (новинка)	652/8 – полужесткие 781 – каркасные
Продольное	658 – полужесткие 736 – каркасные	659 – полужесткие 737 – каркасные	652, 652/9 – полужесткие 734 – каркасные 776 – полужесткие, с фиксацией пятки
Поперечное	656 – с пяточным корректором 761 – с пяточным корректором и валиком под пальцы 763 – с пяточным корректором и валиком – разделителем под пальцы	657 – с пяточным корректором 762 – с пяточным корректором и валиком под пальцы 764 – с пяточным корректором и валиком - разделителем под пальцы	
Профилактические	604 – силиконовые 605 – силиконовые, с разгрузкой пяточной части стопы		
При заболевании сахарным диабетом	747 – силиконовые		
Полустельки			
Продольно-поперечное	731 – силиконовые 750 – с термотиснением «LightStep» и перфорированной кожей 758 – полужесткие		
Продольное	752 – каркасные	753 – каркасные	778 – полужесткие, с фиксацией пятки
Поперечное	751 – в модельную обувь		
Компрессионные	610 – силиконовые		
Корректирующие приспособления			
Для пяточного отдела стопы	755, 771, 772, 818, 822, 823, 1242, 1243, 1244	Для передней части стопы	744, 745, 746, 819/1, 825, 981, 1241
При продольном плоскостопии	821	Межпальцевые перегородки	827, 968, 969, 978, 205, 206, 207, 208, 209
При поперечном плоскостопии	819, 820	Разгружающие элементы	850
При продольно- поперечном плоскостопии	609	При укорочении ноги	770, 777